

ویژگی های برجسته هود شیمیایی بازویی:

- تحلیل سیالاتی و در نتیجه کاهش جریانات غیر صحیح سیال نظیر ماند و توربولانس
- استفاده از مفاصل سفارشی سازی شده برای عملکرد بهتر و عمر طولانی
- استفاده از درایو و ریموت برای تنظیم سرعت مکش و کاربری آسان
- استفاده از متریال مقاوم در برابر خوردندگی مانند پلی پروپیلن
- استفاده از فن و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار
- دارای شعاع چرخش زیاد
- دهانه مکش سفارشی




متربال پلی پروپیلن

استفاده از مفاصل سفارشی

دهانه مکش سفارشی



شبیه سازی جریان سیال



اتصالات سفارشی سازی شده

شعاع حرکت گسترده

